

# ELISA測定系構築

ELISA構築ならメイベルへお任せください。お客様の研究を柔軟かつ強かにサポートいたします！

## ☑ 直接法・サンドイッチ法・競合法に対応


タンパク、ペプチド、低分子化合物など——抗原の特徴に合わせて測定法をご提案します。

## ☑ 抗体作製・市販抗体調査

お手持ちの抗体がない場合、抗体作製や調査も承ります。

## ☑ 幅広いニーズに柔軟対応

サンプル測定やキット形式での納品等、様々なご要望にお応えいたします。




### ◆ ご用意頂くもの

①測定対象に関する情報 ②お手持ちまたは市販品の抗体 ③スタンダード抗原

※ 市販抗原・市販抗体の調査(オプションメニュー)を承ります。

### ◆ サービスの流れ

例) 抗原・抗体をお持込みの場合



## ◆ 基本作業 1項目:20万円～


項目	概要	期間	納品物
抗原・抗体反応性評価	スタンダード抗原と抗体の反応性を確認いたします。	2週間～	〔作業報告書〕
測定系構築検討	ELISA測定 of 抗体組合せや試薬条件等を検討いたします。	1ヶ月～	

## ◆ オプション作業 価格はお問い合わせ下さい。

項目	概要	期間	納品物
市販抗原／市販抗体の調査	ご希望の条件を伺い、市販品の抗原や抗体をお調べいたします。	1週間～	調査結果リスト
高感度化検討	基本作業で構築したELISA測定系の高感度化を検討いたします。	1ヶ月～	作業報告書
測定キット化	測定に必要な試薬を揃えてキットにいたします。	2週間～	測定キット

## 注意事項

- ・ ご依頼内容により、期間や価格は異なります。
- ・ 感染性の抗原等、一部お取り扱いできない試薬もございます。
- ・ ご希望の測定感度に到達できない場合がございます。



測定キット化の一例 (オプション)

## MABEL 株式会社メイベル

〒600-8813 京都市下京区 中堂寺南町134 KRP2号館 218号室

電話 075-874-5505 / メール info@mabel.co.jp

HPでも詳細を公開しています

<http://www.mabel.co.jp/>